

AXE 3 — MATÉRIEL DE MANUTENTION ET DE TRANSFERT

(Bloc 1 – Module 2 : Accompagnement du patient dans son installation et ses déplacements)

Connaître le matériel de manutention et de transfert permet de :

- ❖ Sécuriser les déplacements du patient,
- ❖ Réduire l'effort physique du professionnel,
- ❖ Adapter la prise en charge à la situation clinique et à l'environnement.

Le bon matériel, au bon moment, pour la bonne situation.

Principes généraux d'utilisation du matériel

Avant toute utilisation, il faut :

- ✓ Vérifier l'état du matériel,
- ✓ Choisir un matériel adapté au patient (poids, autonomie, pathologie),
- ✓ Expliquer l'utilisation au patient,
- ✓ Travailler en coordination avec l'équipe.

Un matériel mal utilisé devient un facteur de risque.

- ❖ Le brancard / chariot-brancard
 - ✓ Transporter le patient en position allongée ou demi-assise
 - ✓ Points de vigilance
 - ✓ Freins enclenchés lors des transferts
 - ✓ Hauteur réglée avant la manipulation
 - ✓ Sangles mises en place.

Toujours sécuriser avant de déplacer.

- ❖ La chaise portoir
 - ✓ Indications
 - ✓ Escaliers
 - ✓ Espaces étroits
 - ✓ Patient assis, conscient
 - ✓ Points de vigilance
 - ✓ Patient correctement installé et sangle
 - ✓ Coordination entre porteurs
 - ✓ Communication permanente

✗ Chaise portoir pour patient inconscient

- ❖ Le fauteuil roulant
 - ✓ Indications
 - ✓ Patient autonome ou semi-autonome
 - ✓ Déplacements courts
 - ✓ Points de vigilance
 - ✓ Freins avant l'installation
 - ✓ Repose-pieds relevés lors des transferts

- ❖ Le plan dur
 - ✓ Immobilisation et transfert du patient traumatisé
 - ✓ Points de vigilance
 - ✓ Utilisation temporaire
 - ✓ Risque d'inconfort prolongé

- ❖ La civière cuillère
 - ✓ Relevage sans mobilisation excessive
 - ✓ Avantages
 - ✓ Limite les mouvements douloureux
 - ✓ Points de vigilance
 - ✓ Verrouillage correct
 - ✓ Transfert vers un support adapté ensuite

- ❖ Le MID (matelas immobilisateur à dépression)
 - ✓ Immobilisation globale du patient traumatisé
 - ✓ Points de vigilance
 - ✓ Bonne mise en forme avant aspiration
 - ✓ Vérification de la rigidité après aspiration

Règles de sécurité communes

Matériel de transfert  Matériel de transport long

Rapidité  Sécurité